

## 1517277 - Prefilled Humidifier System With humidifier adapter 500ml - 1 x 12 pcs



### Déscription

Systèmes d'humidification préremplis AirLife® Remplis d'eau stérile pour l'inhalation, ces systèmes d'humidification se caractérisent par un réservoir à double fonction doté d'un déclencheur à pression créant une ouverture arrondie permettant de fixer solidement l'adaptateur de l'humidificateur (disponible avec les systèmes d'humidification 002620G). Le cheminement de l'oxygène est étudié de sorte à éviter que les particules ne pénètrent dans la tubulure d'alimentation de l'oxygène. Une soupape de sécurité sonore retient en cas d'occlusion de la tubulure du patient. Conçu pour être facilement rangé sur une étagère, l'humidificateur compact 002620G possède un port de sortie multiangles qui permet d'éviter les éclaboussures, même dans le cas d'une humidification à haut débit, et une petite ouverture de bouteille destinée à empêcher le remplissage. Comprend un adaptateur et une valve de sécurité 4 psi avec alarme. 12 humidificateurs préremplis par caisse.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Airlife
<b>sku</b>	1517277
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Boîte