

## 1601707 - Keiser Air250 tricep



### Déscription

Le Keiser Air250 Triceps permet une isolation supérieure des muscles du triceps. Le siège peut être très facilement ajusté à la taille de l'individu. La ceinture de fixation offre une stabilité supplémentaire lors de l'entraînement avec une résistance élevée. Les boutons permettant de modifier la résistance sont placés à l'extrémité des poignées, ce qui permet d'ajuster la résistance facilement et même pendant l'exercice. La conception est simple, mais extrêmement efficace et, surtout, sûre.

- Peu de chocs pour les muscles et les articulations
- Keiser dynamic variable resistance
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique
- Grand écran qui montre la résistance et des répétitions

### Spécifications

<b>Marque</b>	Keiser
<b>Dimensions du produit</b>	H 152.4 cm
<b>SKU leverancier</b>	001921BP
<b>Résistance</b>	0-118 kg
<b>sku</b>	1601707
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Type d'emballage</b>	Pièce