

## 1601707 - Keiser Air250 tricep



### Déscription

Le Keiser Air250 Triceps permet une isolation supérieure des muscles du triceps. Le siège peut être très facilement ajusté à la taille de l'individu. La ceinture de fixation offre une stabilité supplémentaire lors de l'entraînement avec une résistance élevée. Les boutons permettant de modifier la résistance sont placés à l'extrémité des poignées, ce qui permet d'ajuster la résistance facilement et même pendant l'exercice. La conception est simple, mais extrêmement efficace et, surtout, sûre.

- Peu de chocs pour les muscles et les articulations
- Keiser dynamic variable resistance
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique
- Grand écran qui montre la résistance et des répétitions

### Spécifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Marque</b>                | Keiser     |
| <b>Dimensions du produit</b> | H 152.4 cm |
| <b>SKU leverancier</b>       | 001921BP   |
| <b>Résistance</b>            | 0-118 kg   |
| <b>sku</b>                   | 1601707    |
| <b>Couleur</b>               | Rouge      |
| <b>Type d'emballage</b>      | Pièce      |