


## 1622586 - Housse désinfectable - avec ouverture faciale - Blue Jeans - 200 x 70 cm - 1 pc



### Déscription

La housse HygienePRO est une housse en tissu qui est néanmoins imperméable grâce à sa technologie unique d'imperméabilisation. Il offre à vos patients un confort maximal grâce à son tissu doux ainsi qu'une sécurité optimale. Vous pouvez désinfecter la housse avec une solution alcoolisée entre deux patients. Cette housse peut être facilement lavée à 30 degrés dans la machine à laver.

Le couvercle est doté d'un nez et convient à une table d'une longueur de 205 - 215 cm.

## Spécifications

<b>Marque</b>	hygienepro
<b>Dimensions du produit</b>	L 70 cm, L 200 cm
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>sku</b>	1622586
	Non
<b>Couleur</b>	Blue Jeans
<b>Taille</b>	200 cm x 70 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce