

## 1618303 - Tabouret TR02 - roues - sellerie Silvertex - 45 - 58 cm - orange



### Déscription

Le Tabouret TR 02 combine un design moderne avec un confort et une fonctionnalité optimaux, spécialement conçu pour les professionnels de santé ayant besoin d'une solution d'assise ergonomique et durable.

#### Caractéristiques principales

- Assise confortable : Le tabouret est doté d'une assise rembourrée de haute qualité offrant un confort durable, même pendant les longues heures de travail intensif.
- Base stable : La base en aluminium robuste du Tabouret TR 02 assure une stabilité maximale, ce qui rend ce tabouret idéal pour une utilisation quotidienne dans des environnements médicaux.
- Réglage de hauteur facile : Grâce au vérin à gaz intégré, la hauteur du tabouret peut être ajustée rapidement et sans effort, permettant une posture ergonomique parfaite.

*Remarque : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut varier par rapport à la réalité.*

## Spécifications

<b>Marque</b>	Spinetechnics
<b>Roues</b>	Oui
<b>Anneau de pied</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Diamètre du siège</b>	35 cm
<b>Nombre de roues</b>	5
<b>sku</b>	1618303
<b>Couleur</b>	N03-orange
<b>Couleur châssis</b>	Couleur de l'aluminium
<b>Matériel châssis</b>	Aluminium poli
<b>Réglable en hauteur avec un vérin à gaz</b>	45 - 58 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de siège</b>	Siège rond