

SNG2F850 - SONOGEL EKG - DOPPLER - 850ml - 1 pc



Déscription

Gel à ultrasons SONOGEL® pour l'échographie de diagnostic médical. Le produit ne contient ni glycérine ni formaldéhyde et est réglé sur un pH de 5,5 - 6,0. Il est stable en température, conserve l'humidité très longtemps en absorbant l'humidité de l'air et présente de très bonnes propriétés mouillantes. L'élimination des résidus peut se faire facilement et sans laisser de traces. Le gel ne provoque pas de salissures, de taches ou d'auréoles sur les vêtements.

Spécifications

Marque	sonogel
sku	SNG2F850
Contenu	850 ml
Type d'emballage	Pièce