

1543405 - Tensiomètre digital BC30 - poignet - mesures de poignet 13,5-19,5 cm - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre numérique entièrement automatique pour le poignet peut être utilisé par 2 personnes en même temps. Cela vous permet d'effectuer facilement des mesures régulières, un indicateur de risque affiche les résultats. Affiche la moyenne des 3 dernières mesures et dispose de 2 x 60 cartes mémoire. Affiche la date et l'heure et s'éteint automatiquement, avec un indicateur de batterie. Le tensiomètre indique quand la mesure n'a pas été effectuée correctement

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bepat	0.05 EUR
sku	1543405
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques