

## 1523049 - Attelle pour doigt Mallet n°4 - L - (57 x 26 x 16,5 mm) - 1 pc



### Déscription

Peut être formée grâce à de l'eau chaude ou à une flamme pour une adaptation parfaite au doigt. Emballage individuel.

### Spécifications

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Composition               | Résine acrylique           |
| sku                       | 1523049                    |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Taille                    | L                          |
| Type d'emballage          | Pièce                      |