

1517312 - Valved Tadapter 22mm O.D. x 22mm O.D. - 1 x 30 pcs



Déscription

Adaptateurs AirLife Valved Tee Simplifient administration de médicaments en aérosols aux patients sous ventilation, réduisent le risque de perte de pression des circuits.

Procurent un système en circuit fermé pour minimiser le risque de contamination. Nos adaptateurs Valved Tee facilitent l'administration de médicaments en aérosols à vos patients placés sous ventilation. Utilisé parallèlement à un nébuliseur, l'adaptateur Valved Tee offre une solution pratique et sûre d'introduction du médicament dans le circuit. À la différence des autres adaptateurs en T qui demandent des interruptions chronophages et potentiellement dangereuses à l'intérieur du système, l'adaptateur Valved Tee devient une partie permanente du circuit de ventilation. Sa valve à ressort ouvre et ferme le circuit pendant l'insertion et le retrait du nébuliseur. Grâce à l'adaptateur qui maintient le système en circuit fermé, le risque de pulvérisation du condensat dans l'air est fortement diminué. Avec valve à ressort et capuchon. Comprend une base de 18 mm. 30 adaptateurs par caisse.

Spécifications

Marque	Airlife
sku	1517312
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte