

## 1560687 - COMPASS 600 - Shoulder Press/Vertical Row



### Déscription

Entraînement de force pour les épaules et les bras avec un poids d'entraînement de 0 à 84 kg avec des incréments de 1 kg. Il est possible de régler la hauteur du siège ainsi que la position de départ de l'appareil. Le dispositif peut être utilisé avec un ou deux bras. Convient aux personnes pesant jusqu'à 200 kg.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Proxomed
<b>sku</b>	1560687
<b>Modèle</b>	Shoulder Press/Vertical Row
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce