


1605695 - Ligacclip MCA medium Applier - 6 pcs



Déscription

Conçu pour être utilisé dans les procédures de plaies ouvertes, l'applicateur de clips multiples LIGACLIP™ est préchargé avec 20 à 30 clips et offre une fonction de verrouillage pour minimiser les dommages aux vaisseaux¹, ainsi que des rainures exclusives sur les clips pour une fixation sûre et une sécurité accrue des clips.

- Longueur: 11 pouces
- Taille des clips Moyenne
- Clips 20
- Clip de taille moyenne
- Clips 20

Spécifications

Marque	Ethicon
sku	1605695
Produits similaires	Non
Type d'emballage	Boîte