

1574094 - Cadre station debout statique LIFTER - 1 pc



Déscription

Le cadre station debout statique LIFTER est un dispositif de réhabilitation moderne. L'actionneur électrique, avec siège intégré, offre au patient un usage autonome du dispositif au moyen de la télécommande. L'actionneur puissant peut lever des patients pesant jusqu'à 120 kg.

Il est possible d'équiper LIFTER d'un stabilisateur du torse supérieur, qui immobilise parfaitement la poitrine. Cette solution est fortement recommandée pour les patients atteints de paralysie des membres supérieurs.

Le siège du LIFTER fonctionne comme soutien pelvien qui maintient les patients dans la position adéquate et les sécurise dans l'appareil.

Spécifications

sku	1574094
Charge maximale de levage	120 kg
Poids maximal de l'adulte	120 kg
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce