

1546218 - Linido assise de douche rabattable - anthracite - 1 pc



Déscription

Assise de douche rabattable en matière synthétique blanc pouvant supporter jusqu'à 150 kg, kit de jambes auxiliaires LI 2214.201 recommandé avec un poids d'utilisateur > 100 kg, kit de fixation non inclus.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2201.2006-11
Composition	Matière synthétique
Accoudoirs	Non
Dossier	Non
Pliable	Oui
Profondeur du siège	40.5 cm
Largeur du siège	45 cm
sku	1546218
Catégorie assise de douche	Assises de douche
Couleur	Anthracite
Poids max. de l'utilisateur	150 kg
Type d'emballage	Pièce