

## 1517346 - Disposable Resuscitation Bag with PEEP, Infant, 101.6 cm tubing - 1 x 6 pcs



### Déscription

Ballons de réanimation jetables AirLife® Fiables et d'un prix abordable, nos dispositifs de réanimation jetables répondent à vos soucis en matière de contamination dans le milieu actuel des soins de santé. Nos dispositifs se composent d'un ballon texturé à profil plat, d'un orifice pour manomètre, d'un coude double pivotement et d'un accumulateur amovible. Disponible avec ou sans valve PEP. 6 ballons de réanimation par caisse.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Airlife
<b>sku</b>	1517346
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte