

1559355 - Chaise de douche Linido hauteur d'assise 54 cm - acier inoxydable poli - avec repose-pieds - blanc - 1 pc



Déscription

La chaise de douche mobile de Linido avec rembourrage HT est une aide qui permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement et en toute sécurité lorsqu'il prend sa douche ou se lave au lavabo. La chaise de douche offre un support stable aux utilisateurs moins actifs ayant des jambes faibles, une faible endurance et/ou un mauvais équilibre. Ces utilisateurs moins actifs ont besoin de plus de soutien et d'assistance lors du passage de la position assise à la position debout.

- Siège et dossier confortables
- Roulettes durables avec double frein
- Accoudoirs solides et pratiques

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	L 62.5 cm, H 101 cm, L 90 cm
SKU leverancier	LI2141.0002-00
Composition	Inox poli
sku	1559355
Couleur	Blanc
Poids maximal de l'adulte	200 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce