

1100341 - seringues Terumo - 3 parties - luer lock - concentrique - 5 ml - 1 x 100 pcs



Déscription

La seringue 3 pièces sans aiguille permet une administration précise du médicament grâce à la graduation accurate. La seringue transparente garantit que les bulles d'air sont immédiatement visibles.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SS*05LE1
Composition	• Corps: polypropylène • Piston: polypropylène • Joint: élastomère thermoplastique (SS codes), caoutchouc polyisoprène (MDSS) • Lubrifiant: huile de silicone
Sans latex	Oui
Stérile	Oui
sku	1100341
Contenu	5 ml
Location de la pointe	Concentrique
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène Rayonnement
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer lock