

## 1550578 - Coussin standard Home Relax - L 200 - 1 pc



### Déscription

Le coussin standard home Relax offre une position allongée stable et détendue, soulage la colonne vertébrale et les membres et offre un soutien total, confortable à la maison dans le siège ou dans le lit pendant la lecture. Mais cet oreiller est aussi un bonheur pour les personnes qui doivent rester longtemps au lit. Détente totale ! Fini les épaules raides et les douleurs au cou, fini les escarres ! Dormez bien ou détendez-vous ! Relax vous apporte le soutien nécessaire.

C'est un coussin idéal pour tous les âges. Pendant la grossesse, vous pouvez adopter différentes positions allongées ou assises avec cet oreiller (voir photos). Votre ventre, votre dos et vos cuisses sont soulagés et la colonne vertébrale est alignée. Lorsque votre enfant est né, vous pouvez également utiliser Le coussin pendant l'allaitement de votre bébé, Le coussin soutient vos bras et votre bébé et vous permet de profiter pleinement de ces moments intimes.

Le coussin donne aux petits et aux grands un sentiment de sécurité et est extrêmement confortable. Que vous lisiez, que vous soyez allongé dans votre lit ou que vous regardiez la télévision, vous avez toujours cette agréable sensation de câlin grâce au bon support.

Il garantit également qu'une personne reste dans une position choisie avec un soutien total et est idéal pour la prévention des escarres lors du changement de position. Un coussin Relax remplace plusieurs coussins dans la cavité du dos et du genou pour permettre au patient de s'allonger dans une certaine position. Le patient ne peut pas retirer Le coussin pendant la période de sommeil. Si le patient est régulièrement incliné de quelques degrés, cela peut même prévenir les escarres dangereuses.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 200 cm
<b>Code CNK</b>	CNK 2564-367
<b>Composition</b>	Housse: 100% coton, remplissage: microbilles de polystyrène 20 kg/m <sup>3</sup>
<b>sku</b>	1550578
<b>Couleur housse</b>	Blanc
<b>Lavable</b>	40 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce