

## 1518847 - Spéculum Collin - vierge - diam. 15 mm - 1 x 10 pcs



### Déscription

Le spéculum de Collin de Gyneas est un dispositif médical destiné à de nombreux examens gynécologiques : frottis vaginaux, hystérosonographies, pose de stérilet, colposcopie et biopsie. Le spéculum de Collin est particulièrement recommandé pour toutes les interventions qui nécessitent une bonne visibilité et une meilleure accessibilité du col de l'utérus.

Le spéculum présente de nombreux avantages, tant pour le gynécologue ou l'obstétricien que pour le patient:

- Stérile et à usage unique
- Fabriqué en résine polystyrène transparente sans latex ni PVC
- Les spéculums emballés individuellement sont présentés dans une boîte
- La taille indiquée est le diamètre du spéculum

## Spécifications

<b>Marque</b>	Gyneas
<b>Dimensions du produit</b>	L 9.5 cm
<b>sku</b>	1518847
<b>Qualité instruments</b>	Jetable et stérile
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Taille</b>	15 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type spéculum vaginal</b>	Collin