

1543432 - BY 52 appareil de chauffe pour aliments de bébé numérique - 2-in-1 - 14 x 13.8 cm - 1 pc



Déscription

2-en-1 : cet appareil de chauffe pour biberon et nourriture pour bébé permet de réchauffer et de conserver sa nourriture au chaud. Il permet de réchauffer doucement et uniformément les aliments. Ses accessoires sont lavables en machine.

- Affichage numérique de la température
- Avec voyant LED
- Accessoires lavables en machine
- Signal visuel et voyant de contrôle
- Arrêt automatique

Spécifications

Marque	Beurer
sku	1543432
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce