


1558988 - Pailles pour Novo Cup - 10 pcs



Déscription

Pailles en plastique, s'adaptant sous le couvercle de la Novocup, une tasse spéciale pour les personnes alitées. Son bec est construit de telle manière qu'il ne fuit pas en position horizontale. Peut être utilisé pour les boissons chaudes et froides, les pailles peuvent être passées au micro-ondes, lavées au lave-vaisselle et stérilisées.

Spécifications

sku 1558988

Couleur Blanc

Type d'emballage Pièce