

1600526 - TwinStream™ One



Déscription

Le TwinStream™ One est adapté aux interventions standard en pneumologie/bronchoscopie, ORL et chirurgie thoracique. Le système est doté d'un système d'autotest et de calibrage automatique et fonctionne avec un seul jet (HFJV).

Caractéristiques:

- Sûr et puissant
- Convivialité du site
- L'étendue des fonctions peut être étendue à tout moment par l'ajout de modules optionnels.

Spécifications

Marque	Carl Reiner
Normes	ISO 13485
sku	1600526
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce