

**1550553 - Dover sonde Tiemann avec ballon 5 - 10 ml - silicone -
44 cm - Ch 14 - 1 x 10 pcs**



Déscription

Les sonde en silicone Tiemann avec embout Tiemann sont fabriqués dans un matériau biocompatible, inorganique, non-poreux, non-toxique et non-adhésif. Cela aide à réduire l'incidence des croûtes, de l'urérite et de la sténose par rapport aux cathéters en latex, les cathéters sont sans-latex. Les cathéters sont emballés dans une pochette extérieure pelable et une gaine intérieure facile à ouvrir. Les sondes peut être stérilisé avec le méthode l'oxide éthylène.

Spécifications

Marque	Cardinal Health
Dimensions du produit	L 44 cm
Composition	100% en silicone
Sans latex	Oui
Stérile	Non
sku	1550553
Diamètre sonde	Ch 14
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Sex	Unisex
Type d'emballage	Boîte