

**1550553 - Dover sonde Tiemann avec ballon 5 - 10 ml - silicone - 44 cm - Ch 14 - 1 x 10 pcs**



## Déscription

Les sonde en silicone Tiemann avec embout Tiemann sont fabriqués dans un matériau biocompatible, inorganique, non-poreux, non-toxique et non-adhésif. Cela aide à réduire l'incidence des croûtes, de l'urétrite et de la sténose par rapport aux cathéters en latex, les cathéters sont sans-latex. Les cathéters sont emballés dans une pochette extérieure pelable et une gaine intérieure facile à ouvrir. Les sondes peut être stérilisé avec le méthode l'oxide éthylène.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Cardinal Health
<b>Dimensions du produit</b>	L 44 cm
<b>Composition</b>	100% en silicone
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Stérile</b>	Non
<b>sku</b>	1550553
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 14
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Sex</b>	Unisex
<b>Type d'emballage</b>	Boîte