

1576494 - Table d'examen iQuest Hospital - roues - hauteur variable électrique - sans revêtement - 1 pc



Déscription

Depuis 10 ans, la table d'examen Quest répond aux besoins de plus de 15 000 professionnels de la santé. Après des années de recherche, en collaboration avec plus de 200 professionnels de la santé, trois besoins fondamentaux ont émergé : l'égalité de traitement des personnes à mobilité réduite, l'efficacité des examens médicaux et l'utilisation ergonomique des matériaux. iQuest est la nouvelle révolution de Promotal : ils ont conçu une table au design épuré et aéré, qui contribue au confort de l'utilisateur et de ses patients grâce à la position debout la plus basse du marché, à des positions programmables et à des mouvements autonomes, deux fois plus rapides. Le châssis iQuest Hospital est une table entièrement réglable électriquement, sans rembourrage, dont la hauteur est variable de 46 à 95 cm.

Spécifications

Marque	Promotal
Hauteur	46-93 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
sku	1576494
Couleur	Vert
Nombre de parties	2-parties
Poids maximal de l'adulte	250 kg
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce