

## 1543550 - Balance mécanique MS01 blanc - 120 kg - 1 pc



### Déscription

Le pèse-personne mécanique est un véritable classique et s'intègre parfaitement dans n'importe quelle salle de bain. L'appareil dispose d'un affichage de poids analogique facile à lire et d'une surface antidérapante. Le poids est facile à lire, dispose d'un affichage analogique du poids et d'une surface antidérapante.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Code CNK</b>	CNK 3059-045
<b>Calibré</b>	Non
<b>Poids max.</b>	120 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Oui
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Normes</b>	ISO 9001:2015
<b>sku</b>	1543550
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes mécaniques