

1543550 - Balance mécanique MS01 blanc - 120 kg - 1 pc



Déscription

Le pèse-personne mécanique est un véritable classique et s'intègre parfaitement dans n'importe quelle salle de bain. L'appareil dispose d'un affichage de poids analogique facile à lire et d'une surface antidérapante. Le poids est facile à lire, dispose d'un affichage analogique du poids et d'une surface antidérapante.

Spécifications

Marque	Beurer
Code CNK	CNK 3059-045
Poids max.	120 kg
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Mémoire	Non
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Normes	ISO 9001:2015
sku	1543550
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes mécaniques