

1558977 - Renol sac de crise avec fermetures mécaniques - I - 1 pc



Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFBAG200RL
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1558977
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille de fixation	L
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Ne s'applique pas
Usage de la fixation	Au lit/brancard