

## 1551104 - Linido cadre de douche - 1500 mm - inox/blanc - 1 pc



### Déscription

Pour certaines personnes, il est plus confortable d'être lavées et soignées en position allongée. Dans cette position, les soins sont effectués d'une manière différente que dans une position assise. Il est ainsi plus facile pour la personne soignée de l'aider. En outre, la posture de travail de l'aidant est plus favorable d'un point de vue ergonomique.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2403.1504-02
<b>sku</b>	1551104
<b>Catégorie cadres de douche</b>	Cadre de douche
<b>Couleur cadre de douche</b>	Blanc
<b>Longueur cadre de douche</b>	1500 mm
<b>Matériel cadre de douche</b>	Acier inoxydable revêtu/couche en HT (type de nylon)
<b>Type d'emballage</b>	Pièce