

1610072 - VICRYL® fil de suture 5/0 - 13 mm - 75 cm - JV389 - 36 pcs



Déscription

La fil suture VICRYL® enduite est une suture chirurgicale stérile résorbable synthétique, composée d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide.

Avantages

- Multifilament
- Synthétique

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	JV389
Composition	Suture: Copolymère de 90% glycolide et 10% L-lactide
Stérile	Oui
Résorbable	Oui
sku	1610072
Longueur du fil	75 cm
Epaisseur du fil	5/0
Longueur aiguille	13 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte