

## 1558882 - LB 55 humidificateur d'air - 1 pc



## **Déscription**

Humidificateur LB 55 avec technologie d'évaporation d'eau, avec un réservoir d'eau de 6l. et il convient aux pièces de 50m². Il a une capacité d'humidification sur 2 niveaux : 200ml/h et 400ml/h. Grâce à LB 55, vous dites adieu aux yeux secs et aux voies respiratoires irritées et à un climat intérieur optimal. Il ne dérange pas non plus car il est très silencieux et dispose d'une alarme d'arrêt/surchauffe automatique.

- Y compris les tampons anticalcaires
- Indicateur LED



## **Spécifications**

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 28 cm, H 31.5 cm, L 23.5 cm
SKU leverancier	68605
Puissance	380 W
Taille réservoir	5 L
Puissance d'humidification	400 milliliter per hour
Réservoir d'eau amovible	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1558882
Type d'emballage	Pièce