

1010991 - Ouatte hydrophille - zigzag - 250 g - 1 pc



Déscription

Les ouates hydrophiles en zigzag, prêt à l'emploi, non-stérile, fabriqué à partir de 100% coton (blanchi sans chlore). Utilisé pour l'absorption des exsudats, le nettoyage des plaies périphériques et le soutien à l'application de produits sur la peau.

Spécifications

Marque	Maimed
Composition	100% coton
Stérile	Non
Produits similaires	Non
sku	1010991
Contenu	250 g
Couleur	Blanc
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Type d'emballage	Pièce