


1544802 - Sangle de toilette avec tête - avec clips - M - 1 pc



Déscription

La toile de toilette Silvalea avec appuie-tête réglable intégré et clips universels est facile à attacher à la toile rembourrée. Avec un support de hanche intégré avec fermeture à pression, un bon accès à des fins hygiéniques, assure une sécurité optimale pendant les transferts et réduit les risques. Le sling est lavable en machine jusqu'à 85° et à basse température jusqu'à 50°.

Spécifications

Marque	Silvalea
Composition	100% polyester
Appui-tête	Oui
Fixation sangles	Clips
Poids maximal de l'adulte	220 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	M
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Sangle de toilette