

1003534 - WelchAllyn brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - obèses - 1 pc



Déscription

Brassard traditionnel de prise de tension artérielle en deux parties, avec brassard et vessie amovibles. Le brassard de tensiomètre réutilisable Welch Allyn en deux parties est un brassard de tensiomètre traditionnel composé de deux parties, avec un brassard amovible et une vessie. Ce brassard est conçu pour être utilisé avec les grands anémomètres, les anémomètres muraux, les anémomètres manuels et les sphygmomanomètres à mercure.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Compatible avec	WelchAllyn DS54; WelchAllyn DS55; WelchAllyn DS58; WelchAllyn DS65; WelchAllyn DS66
Portée du brassard	33 - 41 cm
sku	1003534
Groupe cible	Obèse
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	L
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro