

1532177 - Laser AcuPulse Duo



Déscription

Le laser CO2 AcuPulse Duo, une combinaison unique d'énergie à fibre et à faisceau libre dans un seul appareil. Vous pouvez désormais choisir la technologie laser optimale pour les besoins spécifiques de votre patient, sans compromis, pour des résultats cliniques supérieurs.

L'AcuPulse Duo utilise des fibres laser flexibles connues pour leur durabilité supérieure. La flexibilité des fibres et le faisceau de visée clairement visible assurent une précision chirurgicale supérieure dans les anatomies difficiles à atteindre.

Caractéristiques du produit

- Précision
- Polyvalent
- Sécurité
- Convivialité du site

Spécifications

Marque	Lumenis
sku	1532177
Normes	EN ISO 13485
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce