

1559669 - ManuMax Examination 2.2 - 2-parties - long dossier



Déscription

Le concept ManuMax d'Enraf-Nonius est une collection de tables d'examen et de traitement de nouvelle génération, imaginé par nos spécialistes et experts, pour établir un nouveau standard en Physiothérapie. Le modèle ManuMax Examen 2.2 est une table 2 parties. Ce modèle, de grande dimension, vous permet de traiter vos patients de grande taille et en surcharge pondérale. La partie dos est réglable de 0 à 90° avec une longueur de 98,5 cm pour un appui complet du tronc.

Caractéristiques

- 2-parties
- Réglage de la hauteur électrique
- Commande périphérique
- Roulettes escamotables (commande centrale)
- Fente nasale triangulaire (obturateur en option)
- Système électronique de verrouillage de sécurité
- Capacité de montée 250 kg

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Dimensions du produit	L 67 cm, L 215 cm
Hauteur	48 - 67 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Capacité de levage	250 kg
Temps de réglage de la hauteur	18 s
Accoudoirs	Non
Contrôle de hauteur standard	Commande phérférique
Fente nasale triangulaire	Fente nasale triangulaire
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Table type pièce	Partie dos
Type d'emballage	Pièce