

## 1352214 - Fauteuil de prélèvement Saar 3D - hauteur variable électrique - 1 pc



### Déscription

Ce Saar à 3 sections est réglable électriquement en hauteur au moyen d'une commande manuelle. Le dossier et les pieds se déplacent simultanément grâce aux poignées placées de part et d'autre de l'assise. La conception unique permet d'atteindre une longueur totale de 165 cm en position de Trendelenburg. Les quatre roulettes pivotantes d'un diamètre de Ø100 mm peuvent toutes être freinées, ce qui rend la chaise très stable. En option, les roues avant peuvent être freinées de manière centrale. Les chaises Saar sont fournies en standard avec un jeu d'accoudoirs réglables en hauteur et, sur demande, avec des accoudoirs réglables en angle. La chaise Saar présente un design moderne en plusieurs couleurs.

Attention : la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

## Spécifications

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Marque                       | Wesseling                    |
| Roues incluses               | Oui                          |
| Hauteur réglable             | Oui                          |
| Composition                  | Similicuir, base: acier      |
| Capacité de levage           | 150 kg                       |
| sku                          | 1352214                      |
| Contrôle de hauteur standard | Electrique commande manuelle |
| Couleur                      | Sunrise                      |
| Nombre de parties            | 3-parties                    |
| Réglage de la hauteur        | Electrique                   |
| Réglementation Européenne    | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage             | Pièce                        |