

1549985 - Oxymètre PO60 - 1 pc



Déscription

Mesure de la saturation artérielle en oxygène (SpO₂) et de la fréquence cardiaque (pouls). Bluetooth® pour le transfert des mesures vers votre smartphone. Les maladies respiratoires telles que l'asthme, la BPCO, le COVID-19, le COVID long et d'autres maladies pulmonaires peuvent entraîner une baisse de la saturation en oxygène.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 3 cm, H 3.3 cm, L 5.2 cm
Poids du produit	0.027 kg
Mémoire	Oui
Bluetooth	Oui
Avec câble	Oui
Type de batterie	AAA
Taxe Bebat	0.06 EUR
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Oui
Nombre de batteries	2
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1549985
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce