

1560065 - Tube Pennine Levins ch12 - 125 cm ligne radiographique - extrémité ouverte - 50 pcs



Déscription

La **sonde Pennine Levin** est une sonde nasogastrique de haute qualité, conçue pour **l'alimentation gastro-intestinale, l'aspiration des sucs gastriques et intestinaux et la décompression intestinale**. Cette sonde flexible et facile à utiliser est insérée par le nez dans la partie supérieure du tube digestif.

Équipée d'un **marqueur visible aux rayons X**, d'une **graduation claire**, d'une **extrémité ouverte**, de **quatre ouvertures latérales** et d'un **connecteur entonnoir codé par couleur** pour une identification facile et une connexion sécurisée aux systèmes d'administration. Convient à une utilisation dans les hôpitaux et autres établissements médicaux.

Spécifications

Marque	Pennine
Dimensions du produit	L 125 cm
sku	1560065
Couleur	Transparent
Type d'emballage	Boîte