

1509245 - Alcool de désinfection 70% - 250 ml - 1 pc



Déscription

Un alcool désinfectant puissant contenant avec de l'éthanol dénaturé à 70% en flacon pratique de 250 ml qui agit rapidement après 30 secondes. Cette solution permet de désinfecter les surfaces et les instruments tels que les stéthoscopes.

Mode d'emploi: appliquer l'alcool désinfectant directement ou à l'aide d'une compresse stérile sur la peau ou les instruments.

Spécifications

| | |
|----------------------------|---------|
| sku | 1509245 |
| Produits similaires | Non |
| Contenu | 250 ml |
| Type d'emballage | Pièce |