


## 1543216 - Sonde d'aspiration CH12 - 48 cm - 1 distale + 1 latérale - blanc - stérile - 1 x 100 pcs



### Déscription

Sonde d'aspiration à ouverture centrale et 2 yeux, une pointe arrondie à usage unique. La sonde offre une bonne qualité standard avec connexion en entonnoir selon le code couleur international.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Dimensions du produit</b>	L 50 cm
<b>Composition</b>	PVC
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1543216
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 12
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte