

## 1544901 - Line + - lève-personne colonne passif avec berceau électrique 4-points - 1 pc



### Déscription

Le lève-personne Line+ est un lève-personne à colonne passive. Le mouvement de levage droit et entièrement vertical permet de positionner l'utilisateur de manière très précise. Le lève-personne est équipé de série d'un étrier basculant électrique à 4 points, qui permet à l'utilisateur de passer facilement de la position assise à la position couchée. Les dimensions de la Line+, avec une grande longueur de bras et un train de roulement bas et facilement déplaçable, garantissent que l'utilisateur atteint toujours une distance suffisante sur le lit ou dans le fauteuil roulant.

Le palan Line+ est équipé d'une batterie NiMH fixe avec chargeur. Cette batterie durable et sûre a un temps de charge court. Grâce à la très grande capacité de la batterie, le palan est toujours prêt à l'emploi.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Level Up
<b>Poids du produit</b>	65 kg
<b>Composition</b>	Min. Garde au sol : 3.7 cm, Largeur intérieure min. : 46 cm, Largeur intérieure max. - pieds fermés : 59.5 cm, Largeur extérieure max. - pieds fermés : 74 cm, Largeur extérieure max. - pieds décalés : 141.5 cm, Largeur intérieure max. - pieds décalés : 127 cm, Portée verticale : 129.5 cm, Rayon de braquage : 146 cm, Temps pour compléter le mouvement de levage (100kg) : 62 sec.
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1544901
<b>Charge maximale de levage</b>	175 kg
<b>Hauteur de base</b>	11,5 cm
<b>Longueur du châssis</b>	120 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce