

1544901 - Line + - lève-personne colonne passif avec berceau électrique 4-points - 1 pc



Déscription

Le lève-personne Line+ est un lève-personne à colonne passive. Le mouvement de levage droit et entièrement vertical permet de positionner l'utilisateur de manière très précise. Le lève-personne est équipé de série d'un étrier basculant électrique à 4 points, qui permet à l'utilisateur de passer facilement de la position assise à la position couchée. Les dimensions de la Line+, avec une grande longueur de bras et un train de roulement bas et facilement déplaçable, garantissent que l'utilisateur atteint toujours une distance suffisante sur le lit ou dans le fauteuil roulant.

Le palan Line+ est équipé d'une batterie NiMH fixe avec chargeur. Cette batterie durable et sûre a un temps de charge court. Grâce à la très grande capacité de la batterie, le palan est toujours prêt à l'emploi.



Spécifications

Marque	Level Up
Poids du produit	65 kg
Taxe Bebat	0.06 EUR
Composition	Min. Garde au sol: 3.7 cm, Largeur intérieure min.: 46 cm, Largeur intérieure max pieds fermés: 59.5 cm, Largeur extérieure max pieds fermés: 74 cm, Largeur extérieure max pieds décalés: 141.5 cm, Largeur intérieure max pieds décalés: 127 cm, Portée verticale: 129.5 cm, Rayon de braquage: 146 cm, Temps pour compléter le mouvement de levage (100kg): 62 sec.
sku	1544901
Charge maximale de levage	175 kg
Hauteur de base	11,5 cm
Longueur du châssis	120 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce