


1546242 - Linido appui fixe 50 cm - acier époxyé - blanc - 1 pc



Déscription

Support de toilette fixe avec tube de diamètre 28,6 mm, en métal avec revêtement époxy blanc. Charge statique verticale max. 150 kg, charge statique latérale max. 100 kg.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2601.0501-02
sku	1546242
Catégorie appuis pour toilette	Appuis pour toilette fixes
Charge horizontale maximale	150 kg
Charge latérale maximale	100 kg
Couleur	Blanc
Longueur appui toilette	500 mm
Matériel	Acier époxyé
Type d'emballage	Pièce