

1571828 - Waveguard original cap - 8 electrodes - N3 (29-31 cm)



Déscription

Le bonnet EEG waveguard original avec 8 électrodes est le dernier et le plus avancé des bonnets disponibles à l'heure actuelle. Toutes les casquettes waveguard originales sont très légères grâce à l'utilisation de fils d'électrodes très fins, et le tissu souple et respirant de la casquette permet des enregistrements confortables même sur une longue période.

Caractéristiques:

- Capuchon le plus approprié pour les enregistrements couplés AC et DC en recherche et en milieu clinique.
- Bons signaux même dans les potentiels (très) lents, par exemple dans la plage de fréquence < 0,5 Hz.
- Signaux EEG de haute qualité
- Ajustement confortable
- Facile à nettoyer
- Se connecte à tout système EEG
- Garantie d'un an

Spécifications

Marque	Ant Neuro
sku	1571828
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	N3 (29-31 cm)
Type d'emballage	Pièce