

1543949 - Renol housse pu (40 x 60 cm) pour coussin universel - 48 x 65 cm - 1 pc

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCM31199
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543949
Couleur housse	Bleu
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce