


1618523 - Cousin cale - 40 x 50 x 20 cm - revêtement standard - bleu



Déscription

Le coussin cale de **Spinetechnics** est un coussin ergonomique conçu, idéal pour améliorer la posture assise et offrir un soutien supplémentaire pendant les traitements ou les activités quotidiennes. Grâce à son design astucieux en forme de coin, le coussin aide à favoriser la courbure naturelle de la colonne vertébrale, réduisant ainsi considérablement la pression sur le bas du dos et permettant de prévenir les douleurs lombaires.

Spécifications

Marque	Spinetechnics
sku	1618523
Couleur	S01 - bleu
Taille	40x50x20cm
Type d'emballage	Pièce