

## 1600586 - Linido chaise douche hauteur 54 cm - inox poli - blanc - 1 pc



### Déscription

La chaise de douche mobile de Linido avec rembourrage HT est une aide qui permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement et en toute sécurité lorsqu'il prend sa douche ou se lave au lavabo. La chaise de douche offre un support stable aux utilisateurs moins actifs ayant des jambes faibles, une faible endurance et/ou un mauvais équilibre. Ces utilisateurs moins actifs ont besoin de plus de soutien et d'assistance lors du passage de la position assise à la position debout.

### Avantages

- Chaise et dossier confortables
- Accoudoirs solides et pratiques
- Roues doubles avec double frein
- Avec ou sans hauteur de repose-pieds réglable

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>Dimensions du produit</b>	L 62.5 cm, H 101 cm
<b>SKU leverancier</b>	LI2139.0002-00
<b>Composition</b>	Inox poli
<b>sku</b>	1600586
<b>Roues</b>	Non
<b>Catégorie toilette ou douche</b>	Chaise de toilette
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	200 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce