


## 1546243 - Linido appui fixe 50 cm - inox poli - 1 pc



### Déscription

Support de toilette fixe avec tube de diamètre 28,6 mm, en métal avec revêtement époxy blanc. Charge statique verticale max. 150 kg, charge statique latérale max. 100 kg.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2601.0502-00
<b>sku</b>	1546243
<b>Catégorie appuis pour toilette</b>	Appuis pour toilette fixes
<b>Charge horizontale maximale</b>	150 kg
<b>Charge latérale maximale</b>	100 kg
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Longueur appui toilette</b>	500 mm
<b>Matériel</b>	Inox pli
<b>Type d'emballage</b>	Pièce