

1574496 - Talocast® Air Gel standard atelle de cheville - > 165 cm - gauche et droite - 1 pc



Déscription

Les Talocast®-Airgel d'Actimove® sont des orthèses de cheville de conception anatomique avec des coussins d'air et des coussinets de gel intégrés pour un confort et une fonctionnalité accrus. Cette chevillère est conçue pour les entorses de la cheville, les foulures de la cheville, l'instabilité chronique de la cheville et les gonflements et œdèmes de la cheville.

- Peut être porté dans la plupart des chaussures grâce à la légèreté de la coque
- Convient au pied gauche et au pied droit

Spécifications

Marque	BSN
Composition	Sans latex
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce