

## 1605714 - ETHILON™ fil de suture 1/0 - USP 1 - 30 mm - 90 cm - noir - 36 pcs



### Déscription

La suture est une suture chirurgicale monofilament non absorbable et stérile. La suture ETHILON™ est indiquée pour l'approche générale et/ou la suture des tissus mous, y compris dans les procédures cardiovasculaires, ophtalmiques et neurologiques.

### Avantages

- Monofilament
- Synthétique

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ethicon
<b>Composition</b>	Polyamide
<b>sku</b>	1605714
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Résorbable</b>	Non
<b>Longueur du fil</b>	90 cm
<b>Longueur de l'aiguille</b>	30 mm
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Epaisseur du fil</b>	4/0
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Boîte